

Finntip 0.5 - 5 ml,
147 mm lang
für F1, F2, Novus 5 ml Pipetten

ThermoFisher
SCIENTIFIC

1 Beutel à 500 Stück

Artikel-Nr.: 674490 | Thermo | Herstellernummer: 9402030

103,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: nein

Länge: XL

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 5000 µl

Pipettenspitzen Linie: Finntip

Sterilität: unsteril

Verpackung: 1 Beutel à 500 Stück



Pipettenspitze
für F1, F2, Novus 5 ml Pipetten