

Finntip 0.5 - 5 ml, grün, steril

147 mm lang

für F1, F2, Novus 5 ml Pipetten

ThermoFisher
SCIENTIFIC

5 Racks à 54 Stück



Artikel-Nr.: 674493 | Thermo | Herstellernummer: 9402073

109,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: nein

Länge: XL

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 5000 µl

Pipettenspitzen Linie: Finntip

Sterilität: steril

Verpackung: 5 Racks à 54 Stück