

Finntip Flex 1 - 10 ml, rot, Extended

267 mm lang

für F1, F2, Novus 10 ml Pipetten

ThermoFisher
SCIENTIFIC

1 Beutel à 100 Stück



Artikel-Nr.: 674498 | Thermo | Herstellernummer: 94060970

64,10 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: nein

Länge: XXL

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 10000 µl

Pipettenspitzen Linie: Finntip

Sterilität: unsteril

Verpackung: 1 Beutel à 100 Stück