

Finntip Flex 1 - 10 ml, rot, Extended, steril

267 mm lang

für F1, F2, Novus 10 ml Pipetten

ThermoFisher
SCIENTIFIC

1 Beutel à 50 Stück



Artikel-Nr.: 674499 | Thermo | Herstellernummer: 94060973

47,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: nein

Länge: XXL

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 10000 µl

Pipettenspitzen Linie: Finntip

Sterilität: steril

Verpackung: 1 Beutel à 50 Stück