

## ClipTip 1250 µl, türkis, steril

für F1-ClipTip Pipetten 1250 µl  
für E1 Pipetten 1250 µl (nicht 384er Format)

**ThermoFisher**  
SCIENTIFIC

8 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: 674551 | Thermo | Herstellernummer: 94410813

**81,10 € \***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten



## Beschreibung

**Farbe:** farblos  
**Filter:** nein  
**Länge:** normal  
**Low Binding:** nein  
**Maximalvolumen:** 1250 µl  
**Pipettenspitzen Linie:** Clip Tip  
**Spezialeigenschaften:** ClipTip  
**Sterilität:** steril  
**Verpackung:** 8 Racks à 96 Stück

### Pipettenspitzen ClipTip 1250

- Länge 10,3 cm
- Volumenbereich 15-1250 µl
- Farbcode Türkis

### Passend für

- E1-ClipTip 1-Kanal 15-1250 µl
- E1-ClipTip 8-Kanal 15-1250 µl
- E1-ClipTip Equalizer 6-Kanal 15-1250 µl
- E1-ClipTip Equalizer 8-Kanal 15-1250 µl

- **Geringer Kraftaufwand zum Aufnehmen der Spitzen.** Ein leichter Kontakt und jede Spitze rastet sicher ein.
- **Geringe Retention.** Jede ClipTip Pipettenspitze nutzt eine spezielle Technologie für geringe Retention zur maximalen Probenrückgewinnung.
- **Bewährte Qualität:** Zertifiziert frei von Kontaminationen durch RNase, DNase, DNA, ATP und Endotoxin
- **Umweltfreundlich:** Unser Nachfüllsystem besteht aus Recycling-Komponenten und 30 % weniger Kunststoff.
- **CE-Kennzeichnung:** Das F1-ClipTip Pipettiersystem ist gemäß der IVD-Richtlinie in Europa CE-gekennzeichnet.
- **Einfache Identifikation und Nachverfolgbarkeit:** Aufgedruckte Chargennummer und Volumenangabe auf jedem Spitzeneinsatz sowie einfache Zuordnung der passenden Spitze zur Pipette über eine farbliche Kennzeichnung
- **Zertifizierung:** Produziert gem. ISO 9001, ISO 14001 und ISO 13485.