

ClipTip 1250 µl, Filter, türkis, steril

für F1-ClipTip Pipetten 1250 µl

für E1 Pipetten 1250 µl (nicht 384er Format)

ThermoFisher
SCIENTIFIC

8 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: 674556 | Thermo | Herstellernummer: 94420813

93,90 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: ja

Länge: normal

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 1250 µl

Pipettenspitzen Linie: Clip Tip

Spezialeigenschaften: ClipTip

Sterilität: steril

Verpackung: 8 Racks à 96 Stück