

Finntip Weit 10 - 250 µl, weiß

53 mm lang, Innendurchmesser 1.1 mm
für F1, F2, Novus Pipetten bis 250 µl

ThermoFisher
SCIENTIFIC

1 Beutel à 1000 Stück

Artikel-Nr.: 674580 | Thermo | Herstellernummer: 9405020



71,60 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: nein

Länge: normal

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 250 µl

Pipettenspitzen Linie: Finntip

Spezialeigenschaften: Cell Saver

Sterilität: unsteril

Verpackung: 1 Beutel à 1000 Stück