

Finntip Weit 100 - 1000 µl, weiß

72 mm lang, Innendurchmesser 1.8 mm
für F1, F2, Novus Pipetten 1000 µl



1 Beutel à 400 Stück



Artikel-Nr.: 674590 | Thermo | Herstellernummer: 9405050

35,20 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: nein

Länge: normal

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 1000 µl

Pipettenspitzen Linie: Finntip

Spezialeigenschaften: Cell Saver

Sterilität: unsteril

Verpackung: 1 Beutel à 400 Stück