

Finntip Weit 100 - 1000 µl, weiß, steril

72 mm lang, Innendurchmesser 1.8 mm

für F1, F2, Novus Pipetten 1000 µl

ThermoFisher
SCIENTIFIC

10 Racks à 96 Stück



Artikel-Nr.: 674599 | Thermo | Herstellernummer: 9405163

167,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: nein

Länge: normal

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 1000 µl

Pipettenspitzen Linie: Finntip

Spezialeigenschaften: Cell Saver

Sterilität: steril

Verpackung: 10 Racks à 96 Stück