

SurPhob Gelloader 10 µl, 0.57 mm, Rundkopf

steril Länge 52 mm

DNA-, DNase-, RNase-, Pyrogenfrei



2 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: VT0181 | Biozym

39,90 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: nein

Graduierung: nein

Länge: normal

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 10 µl

Pipettenspitzen Linie: SurPhob

Spezialeigenschaften: Gelloader, Rundkopf

Sterilität: steril

Verpackung: 2 Racks à 96 Stück

- Volumen: 10 µL
- Rundkopf
- Keine Graduierung
- Material: Polypropylen
- Länge: 51.82 mm
- Außendurchmesser: 0.57 mm

Gewicht: 0.25 kg

Abmessung (LxBxH): 13.34 cm x 13.34 cm x 9.53 cm

Hinweis zu den SurPhob – Pipettenspitzenboxen:

Abholungen und Recycling:

<https://www.biozym.com/recycling>