

Finntip Flex 0.1 - 10 µl, rosa

33 mm lang

für F1, F2, Novus Pipetten bis 10 µl

ThermoFisher
SCIENTIFIC

1 Beutel à 1000 Stück

Artikel-Nr.: 674600 | Thermo | Herstellernummer: 94060120

69,80 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: nein

Länge: kurz

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 10 µl

Pipettenspitzen Linie: Finntip

Sterilität: unsteril

Verpackung: 1 Beutel à 1000 Stück



Pipettenpitze

Passend für F1, F2, Novus Pipetten bis 10 µl