

Finntip Flex 1 - 200 µl, steril, gelb

60 mm lang

für F1, F2, Novus Pipetten bis 200 µl

ThermoFisher
SCIENTIFIC

10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: 674619 | Thermo | Herstellernummer: 94060313



112,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: nein

Länge: normal

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 200 µl

Pipettenspitzen Linie: Finntip

Sterilität: steril

Verpackung: 10 Racks à 96 Stück