

Finntip Flex 5 - 300 µl, steril, orange

61.5 mm lang

für F1, F2, Novus Pipetten bis 300 µl

ThermoFisher
SCIENTIFIC

10 Racks à 96 Stück



Artikel-Nr.: 674629 | Thermo | Herstellernummer: 94060513

112,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: nein

Länge: normal

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 300 µl

Pipettenspitzen Linie: Finntip

Sterilität: steril

Verpackung: 10 Racks à 96 Stück