

Finntip Flex 5 - 300 µl, orange

61.5 mm lang

für F1, F2, Novus Pipetten bis 300 µl

ThermoFisher
SCIENTIFIC

1 Beutel à 1000 Stück

Artikel-Nr.: 674620 | Thermo | Herstellernummer: 94060520

70,10 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: nein

Länge: normal

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 300 µl

Pipettenspitzen Linie: Finntip

Sterilität: unsteril

Verpackung: 1 Beutel à 1000 Stück



Pipennenspitze

Passend für für F1, F2, Novus Pipetten bis 300 µl