

Finntip Flex 50 - 1000 µl, blau

87 mm lang

für F1, F2, Novus Pipetten bis 1000 µl

ThermoFisher
SCIENTIFIC

1 Beutel à 1000 Stück

Artikel-Nr.: 674630 | Thermo | Herstellernummer: 94060720

78,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: nein

Länge: lang

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 1000 µl

Pipettenspitzen Linie: Finntip

Sterilität: unsteril

Verpackung: 1 Beutel à 1000 Stück



Pipettenspitze

Passend für für F1, F2, Novus Pipetten bis 1000 µl