

Finntip Flex 50 - 1200 µl, türkis

87 mm lang

für F1, F2, Novus Pipetten bis 1000 µl

ThermoFisher
SCIENTIFIC

1 Beutel à 1000 Stück



Artikel-Nr.: 674640 | Thermo | Herstellernummer: 94060820

94,30 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: nein

Länge: lang

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 1200 µl

Pipettenspitzen Linie: Finntip

Sterilität: unsteril

Verpackung: 1 Beutel à 1000 Stück

Leider kein Foto vorhanden

Pipettenspitze

für F1, F2, Novus Pipetten bis 1000 µl