

Finntip BioCon 0.2 - 10 µl, steril
zertifiziert DNA-, DNase-, RNase-, Endotoxinfrei
mit Qualitätszertifikat



Box à 100 Stück

Artikel-Nr.: 674650 | Thermo

43,80 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: nein

Länge: normal

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 10 µl

Pipettenspitzen Linie: Finntip

Sterilität: steril

Verpackung: Box à 100 Stück