

Finntip Filter Mikro 0.2 - 10 µl, steril

32 mm lang

für F1, F2, Novus Pipetten bis 10 µl

ThermoFisher
SCIENTIFIC

10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: 674700 | Thermo | Herstellernummer: 94052000

192,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: ja

Länge: kurz

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 10 µl

Pipettenspitzen Linie: Finntip

Sterilität: steril

Verpackung: 10 Racks à 96 Stück



Filterspitze

Passend für F1, F2, Novus Pipette bis 10 µl