

Finntip Filter Mikro 0.2 - 20 µl, steril

33 mm lang



10 Racks à 384 Stück



Artikel-Nr.: 674702 | **Thermo** | Herstellernummer: 94052020

1.413,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: ja

Länge: kurz

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 20 µl

Pipettenspitzen Linie: Finntip

Sterilität: steril

Verpackung: 10 Racks à 384 Stück

Leider kein Foto vorhanden