

Finntip Filter Mikro 0.2 - 50 µl, steril

48 mm lang



10 Racks à 384 Stück

Artikel-Nr.: 674704 | Thermo | Herstellernummer: 94052060

1.436,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: ja

Länge: kurz

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 50 µl

Pipettenspitzen Linie: Finntip

Sterilität: steril

Verpackung: 10 Racks à 384 Stück

