

Finntip Filter 0.5 - 20 µl, steril

52 mm lang



10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: 674708 | Thermo | Herstellernummer: 94052150

171,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: ja

Länge: normal

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 20 µl

Pipettenspitzen Linie: Finntip

Sterilität: steril

Verpackung: 10 Racks à 96 Stück

