

Finntip Filter 0.5 - 30 µl, steril

52 mm lang



10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: 674710 | **Thermo** | Herstellernummer: 94052160

171,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: ja

Länge: normal

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 30 µl

Pipettenspitzen Linie: Finntip

Sterilität: steril

Verpackung: 10 Racks à 96 Stück

