

Finntip Filter 5 - 100 µl, steril, Extended

78 mm lang



10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: 674714 | Thermo | Herstellernummer: 94052310

318,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: ja

Länge: lang

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 100 µl

Pipettenspitzen Linie: Finntip

Sterilität: steril

Verpackung: 10 Racks à 96 Stück

