

Finntip Filter 5 - 200 µl, steril, Extended

78 mm lang



10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: 674718 | Thermo | Herstellernummer: 94052320

312,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: ja

Länge: lang

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 200 µl

Pipettenspitzen Linie: Finntip

Sterilität: steril

Verpackung: 10 Racks à 96 Stück

