

Finntip Filter 100 - 1000 µl, steril

71 mm lang



10 Racks à 96 Stück



Artikel-Nr.: 674722 | Thermo | Herstellernummer: 94052410

201,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: ja

Länge: lang

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 1000 µl

Pipettenspitzen Linie: Finntip

Sterilität: steril

Verpackung: 10 Racks à 96 Stück