

Finntip Filter 100 - 1000 µl, steril, Extended

105 mm lang



5 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: 674724 | Thermo | Herstellernummer: 94052430

196,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: ja

Länge: XL

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 1000 µl

Pipettenspitzen Linie: Finntip

Sterilität: steril

Verpackung: 5 Racks à 96 Stück

