

Finntip Filter 500 - 5000 µl, steril

147 mm lang



5 Racks à 54 Stück

Artikel-Nr.: 674726 | Thermo | Herstellernummer: 94052550

184,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: ja

Länge: XL

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 5000 µl

Pipettenspitzen Linie: Finntip

Sterilität: steril

Verpackung: 5 Racks à 54 Stück

