

Finntip Filter 1 - 10 ml, steril

150 mm lang

Restbestand - Produkt wird eingestellt

ThermoFisher
SCIENTIFIC

5 Racks à 24 Stück

Artikel-Nr.: 674728 | Thermo | Herstellernummer: 94052600

124,60 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: ja

Länge: XL

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 10000 µl

Pipettenspitzen Linie: Finntip

Sterilität: steril

Verpackung: 5 Racks à 24 Stück

