

Finntip Flex Filter 1 - 30 µl, steril

60 mm lang



10 Racks à 96 Stück



Artikel-Nr.: 674742 | Thermo | Herstellernummer: 94056510

188,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: ja

Länge: normal

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 30 µl

Pipettenspitzen Linie: Finntip

Sterilität: steril

Verpackung: 10 Racks à 96 Stück