

Finntip Flex Filter 1 - 100 µl, steril

60 mm lang



10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: 674744 | Thermo | Herstellernummer: 94056520



185,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: ja

Länge: normal

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 100 µl

Pipettenspitzen Linie: Finntip

Sterilität: steril

Verpackung: 10 Racks à 96 Stück



Filterpsitze