

## Finntip Flex Filter 1 - 200 µl, steril

60 mm lang



10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: 674746 | Thermo

**183,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



### Beschreibung

**Farbe:** farblos

**Filter:** ja

**Länge:** normal

**Low Binding:** nein

**Maximalvolumen:** 200 µl

**Pipettenspitzen Linie:** Finntip

**Sterilität:** steril

**Verpackung:** 10 Racks à 96 Stück



Filterspitze