

Finntip Flex Filter 5 - 300 µl, steril

61.5 mm lang

ThermoFisher
SCIENTIFIC

10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: 674748 | Thermo | Herstellernummer: 94056580

185,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: ja

Länge: normal

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 300 µl

Pipettenspitzen Linie: Finntip

Sterilität: steril

Verpackung: 10 Racks à 96 Stück



Filterspitze