

Finntip Flex Filter 100 - 1000 µl, steril

87 mm lang



10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: 674750 | Thermo | Herstellernummer: 94056710

205,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: ja

Länge: lang

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 1000 µl

Pipettenspitzen Linie: Finntip

Sterilität: steril

Verpackung: 10 Racks à 96 Stück



Filterspitze