

Finntip Flex Filter 50 - 1200 µl, steril

87 mm lang



10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: 674752 | Thermo | Herstellernummer: 94056810

253,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: ja

Länge: lang

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 1200 µl

Pipettenspitzen Linie: Finntip

Sterilität: steril

Verpackung: 10 Racks à 96 Stück



Filterspitze