

Finntip Flex Filter 1- 10 ml, steril

267 mm lang



1 Beutel à 50 Stück



Artikel-Nr.: 674754 | **Thermo** | Herstellernummer: 94056970

56,60 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: ja

Länge: XXL

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 10000 µl

Pipettenspitzen Linie: Finntip

Sterilität: steril

Verpackung: 1 Beutel à 50 Stück