

## Biozym Color Sprout Plus Paket

Bitte nutzen Sie im Warenkorb die  
Zusatzbemerkung für die Farbauswahl.



3 Stück

Artikel-Nr.: A552032 | [Aktion](#)

**417,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

## Technische Spezifikationen

**Max. Drehzahl** 6000 rpm

**Max. rel. Zentrifugalkraft** 2000 x g

**Netzspannung** 230 V, 50/60 Hz (110 V-Version lieferbar)

### SnapSpin-Rotorformate

#### Runder Rotor

6 x 1,5/2,0 ml Tubes

0,4/0,5 ml Tubes mit Adapter

#### Strip Rotor

2 x 8 Well 0,2 ml Strips

16 x 0,2 ml Tubes

### Abmessungen

130 x 150 x 100 mm (B x T x H)

## Beschreibung

**Kapazität:** 0.2 ml, 0.5 ml, 1.5/2.0 ml, 8 Well Strips (0.2 ml)

**max. RCF (x g):** bis 2000

**Positionen (1.5/2.0 ml):** 0 bis 8

**Verpackung:** 3 Stück

### 3 Biozym Color Sprout Plus zum günstigen Paktepreis!

Bitte nutzen Sie im Warenkorb die Zusatzbemerkung für die Farbauswahl.

### Inklusive Sprout Plus Zubehör

- Akzeptiert auch längere Tubes und Gefäße mit größerem Deckel und LidLock
- Power Button für sicheren Start und Stop
- SnapSpin Rotorwechsel in Sekunden, ganz ohne Werkzeug!
- Inkl. 2 SnapSpin™-Rotoren und Adapter für 0.2 bis 2.0 ml Tubes und 8 Well Strips
- 5 Jahre Garantie!