

SurPhob Gelloader 10 µl, 0.37 mm, Flachkopf

Länge 52 mm

DNA-, DNase-, RNasefrei



2 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: VT0182 | Biozym

49,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion

Farbe: farblos

Filter: nein

Graduierung: nein

Länge: normal

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 10 µl

Pipettenspitzen Linie: SurPhob

Spezialeigenschaften: Flachkopf, Gelloader

Sterilität: unsteril

Verpackung: 2 Racks à 96 Stück

- Volumen: 10 µl
- Flachkopf
- Keine Graduierung
- Material: Polypropylen
- Länge: 51.82 mm
- Außendurchmesser: 0.37 mm

Gewicht: 0.25 kg

Abmessung (LxBxH): 13.34 cm x 13.34 cm x 9.53 cm

Hinweis zu den SurPhob – Pipettenspitzenboxen:

Abholungen und Recycling:

<https://www.biozym.com/recycling>