

SurPhob Gelloader 200 µl, 0.17 mm, Flachkopf

Länge 83 mm

DNA-, DNase-, RNasefrei



2 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: VT0194 | Biozym

65,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion

Farbe: farblos

Filter: nein

Graduierung: nein

Länge: lang

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 200 µl

Pipettenspitzen Linie: SurPhob

Spezialeigenschaften: Flachkopf, Gelloader

Sterilität: unsteril

Verpackung: 2 Racks à 96 Stück

- Volumen: 200 µl
- Flachkopf
- Keine Graduierung
- Material: Polypropylen
- Länge: 82,55 mm
- Außendurchmesser: 0.17 mm

Gewicht: 0.32 kg

Abmessung (LxBxH): 20 cm x 14.92 cm x 9.69 cm

Hinweis zu den SurPhob – Pipettenspitzenboxen:

Abholungen und Recycling:

<https://www.biozym.com/recycling>