

LEGEND MAX Human NGAL (Lipocalin-2) ELISA Kit

BioLegend
From Revvity



1 Pre-coated Plate

Artikel-Nr.: B443407 | [BioLegend](#) | Herstellernummer: 443407

370,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: ELISA
Format: LEGEND MAX
Verpackung: 1 Pre-coated Plate

LEGEND MAX Human NGAL (Lipocalin-2) ELISA Kit

Clone:
Isotype:
Other_Names: Lipocalin2, LCN2, Siderocalin
Size: 1 Pre-coated Plate

Reactivity: Human
Format: LEGEND MAX
App_Abbrev: ELISA
Species of Origin:

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=11885>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>