

Magnet Rührer, digital

Kunststoffoberfläche



1 Stück

Artikel-Nr.: 556032 | Biozym

179,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Digitaldisplay: ja
Kategorie: Magnetrührer
Max. Kapazität: 3 l
Oberfläche: ABS
Plattform Durchmesser: bis 140 mm
Rührfunktion: ja
Verpackung: 1 Stück

Die Vorteile:

- Kompaktes Gerät mit vollständig geschlossenem Gehäuse
- Drehzahl digital geregelt
- LED Anzeige
- Schraubaufnahme für Stativstange

Technische Daten:

Spannung: 200-240 V
Leistungsaufnahme: 15 W
max. Rührmenge: 3 Liter
Rührstäbchen max.: 50 mm
Rührstellen: 1
Rührplatte ø: 135 mm
Material Rührplatte: ABS
Drehzahl: 100-1500
Einstellung der Drehzahl: digital
Abmessungen: 155 x 215 x 75 mm
Schutzklasse: IP 41
Gewicht: 0,9 kg