

Mohawk TubePicker Version 96

High Speed Mechanical Tube Picker
Für SBS Racks im 96er Format



1 Stück

Artikel-Nr.: 601520 | Ziath

16.829,00 € *

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion
Produkttyp: Gefäß Picker automatisch
Verpackung: 1 Stück

Halbautomatischer TubePicker für 96er SBS-Racks

- Einfache Bedienung, intuitive Software
- Effizientes und schnelles Abarbeiten auch sehr umfangreicher Picklisten möglich! Keine kalten Hände mehr!
- Im Lieferumfang enthalten: Linear Barcode-Reader zur Identifizierung einzelner Racks
- Kombination mit Ziath Rack-Scanner Systemen (z.B. Mirage 2D-Code Rackscanner) erlaubt einfache Verifizierung gepickter Tubes direkt im Workflow der Mohawk-Software