

Schraubverschlussgefäß 5 ml, farblos, freistehend

unsteril, ohne Schraubverschlussdeckel, graduert
16.6 x 65 mm, Caps siehe Art.-Nr. 761110, 761112



Beutel à 1000 Stück

Artikel-Nr.: 761100 | Biozym

159,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Deckel: Ohne Deckel

Farbe: farblos

Form: freistehend

Sterilität: unsteril

Verpackung: Beutel à 1000 Stück

Volumen: 5.0 ml

Schraubverschlussgefäße mit externem Gewinde				Passende Schraubverschlüsse	
Art. Nr	Volumen	Dimension	Graduierung	LipSeal	O-Ring
761100	5 ml	16,6 x 65 mm	geprägt	761110	761111
761101	7 ml	13,3 x 84 mm	nein	761113	nein
761103	10 ml	16,6 x 85 mm	nein	761115	761116
761104	10 ml	16,6 x 85 mm	gedruckt	761115	761116
761105	10 ml	16,6 x 85 mm	geprägt	761110	761111
761106	12 ml	16,6 x 102 mm	geprägt	761110	761111
761107	30 ml	25,3 x 111 mm	geprägt	761117*	nein

Manipulationssichere Schraubverschlussgefäße mit externem Gewinde				Passende Schraubverschlüsse	
Art. Nr	Volumen	Dimension	Graduierung	LipSeal	
761100	5 ml	16,6 x 65 mm	geprägt	761112	
761102	7 ml	13,3 x 84 mm	nein	761114	
761105	10 ml	16,6 x 85 mm	geprägt	761112	
761106	12 ml	16,6 x 102 mm	geprägt	761112	
761108*	30 ml	25,3 x 111 mm	geprägt	761118	