

Schraubverschlüsse, weiß, O-Ring Seal

für externes Gewinde, für 10 ml Tube

Gefäße Art.-Nr. 761103, 761104



With silicone
O-ring for the
most secure seal



Beutel à 1000 Stück

Artikel-Nr.: 761116 | Biozym

231,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Deckel: Schraubverschlüsse

Farbe: weiß

Sterilität: unsteril

Verpackung: Beutel à 1000 Stück