

Schraubverschlüsse, weiß, Lip Seal

für externes Gewinde, für 30 ml Tube

Gefäße Art.-Nr. 761107



Specially designed
inner lip ensures
a leakproof seal



Beutel à 500 Stück

Artikel-Nr.: 761117 | Biozym

96,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Deckel: Schraubverschlüsse

Farbe: weiß

Sterilität: unsteril

Verpackung: Beutel à 500 Stück