

Spitzen, 10 µl, extra lang, farbl., steril

graduiert, Volumenbereich 0.1-20 µl

DNA-, DNase-, RNase-, Pyrogenfrei



10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: VT0058 | Biozym

43,90 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: nein

Graduierung: ja

Länge: XL

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 10 µl

Pipettenspitzen Linie: SurPhob

Sterilität: steril

Verpackung: 10 Racks à 96 Stück

Spitzenlänge: 45,8 mm

Pipettenspitze 10 µl extra lang

Hinweis zu den SurPhob – Pipettenspitzenboxen:
Abholungen und Recycling:

<https://www.biozym.com/recycling>