

SafeSeal Spitzen, 10 µl, extra lang, steril

Filterspitzen, graduert
DNA-, DNase-, RNase-, Pyrogenfrei



10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: VT0290 | Biozym

82,20 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: ja

Graduierung: ja

Länge: XL

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 10 µl

Pipettenspitzen Linie: SurPhob

Sterilität: steril

Verpackung: 10 Racks à 96 Stück

Spitzenlänge: 45,8 mm

SafeSeal Filterspitze ohne Low Binding

Hinweis zu den SurPhob – Pipettenspitzenboxen:
Abholungen und Recycling:

<https://www.biozym.com/recycling>