

## ClipTip 12.5 µl, Filter, pink, steril

für F1 ClipTip Pipetten 2 µl und 10 µl  
E1-ClipTip Pipetten 12.5 µl (nicht 384er Format)

**ThermoFisher**  
SCIENTIFIC

10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: 674562 | Thermo | Herstellernummer: 94420043

**84,80 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



## Beschreibung

**Farbe:** farblos

**Filter:** ja

**Länge:** normal

**Low Binding:** nein

**Maximalvolumen:** 12.5 µl

**Pipettenspitzen Linie:** Clip Tip

**Spezialeigenschaften:** ClipTip

**Sterilität:** steril

**Verpackung:** 10 Racks à 96 Stück

### Pipettenspitzen ClipTip 12,5

- Länge 3,0 cm
- Volumenbereich 0,5-12,5 µl
- Farbcode pink

### Passend für

- E1-ClipTip 1-Kanal 0,5-12,5 µl
- E1-ClipTip 8-Kanal 0,5-12,5 µl
- E1-ClipTip 12-Kanal 0,5-12,5 µl

- **Geringer Kraftaufwand zum Aufnehmen der Spitzen.** Ein leichter Kontakt und jede Spitze rastet sicher ein.
- **Geringe Retention.** Jede ClipTip Pipettenspitze nutzt eine spezielle Technologie für geringe Retention zur maximalen Probenrückgewinnung.
- **Bewährte Qualität:** Zertifiziert frei von Kontaminationen durch RNase, DNase, DNA, ATP und Endotoxin
- **Umweltfreundlich:** Unser Nachfüllsystem besteht aus Recycling-Komponenten und 30 % weniger Kunststoff.
- **CE-Kennzeichnung:** Das F1-ClipTip Pipettiersystem ist gemäß der IVD-Richtlinie in Europa CE-gekennzeichnet.
- **Einfache Identifikation und Nachverfolgbarkeit:** Aufgedruckte Chargennummer und Volumenangabe auf jedem Spitzeneinsatz sowie einfache Zuordnung der passenden Spitze zur Pipette über eine farbliche Kennzeichnung
- **Zertifizierung:** Produziert gem. ISO 9001, ISO 14001 und ISO 13485.