

ClipTip 12.5 µl, Filter, steril, pink 384er

für E1-ClipTip Pipetten 12.5 µl

ThermoFisher
SCIENTIFIC

10 Racks à 384 Stück

Artikel-Nr.: 674567 | Thermo | Herstellernummer: 94420053

614,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: ja

Länge: normal

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 12.5 µl

Pipettenspitzen Linie: Clip Tip

Spezialeigenschaften: ClipTip

Sterilität: steril

Verpackung: 10 Racks à 384 Stück

Pipettenspitzen ClipTip 12,5 im 384er Format

- Länge 3,0 cm
- Volumenbereich 0,5-12,5 µl
- Farbcode pink

Passend für

- E1-ClipTip 16-Kanal 0,5-12,5 µl
- E1-ClipTip Equalizer 384 8-Kanal 0,5-12,5 µl
- E1-ClipTip Equalizer 384 12-Kanal 0,5-12,5 µl

- **Geringer Kraftaufwand zum Aufnehmen der Spitzen.** Ein leichter Kontakt und jede Spitze rastet sicher ein.
- **Geringe Retention.** Jede ClipTip Pipettenspitze nutzt eine spezielle Technologie für geringe Retention zur maximalen Probenrückgewinnung.
- **Bewährte Qualität:** Zertifiziert frei von Kontaminationen durch RNase, DNase, DNA, ATP und Endotoxin
- **Umweltfreundlich:** Unser Nachfüllsystem besteht aus Recycling-Komponenten und 30 % weniger Kunststoff.
- **CE-Kennzeichnung:** Das F1-ClipTip Pipettiersystem ist gemäß der IVD-Richtlinie in Europa CE-gekennzeichnet.
- **Einfache Identifikation und Nachverfolgbarkeit:** Aufgedruckte Chargennummer und Volumenangabe auf jedem Spitzeneinsatz sowie einfache Zuordnung der passenden Spitze zur Pipette über eine farbliche Kennzeichnung
- **Zertifizierung:** Produziert gem. ISO 9001, ISO 14001 und ISO 13485.