

ClipTip 125 µl, Filter, steril, gelb 384er

für E1-ClipTip Pipetten 125 µl

ThermoFisher
SCIENTIFIC

10 Racks à 384 Stück

Artikel-Nr.: 674577 | **Thermo** | Herstellernummer: 94420153

609,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: ja

Länge: normal

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 125 µl

Pipettenspitzen Linie: Clip Tip

Spezialeigenschaften: ClipTip

Sterilität: steril

Verpackung: 10 Racks à 384 Stück