

Nunc Leerrack für ScrewTop Tubes, 1.8 ml

Rack mit Deckel für 1.8 ml Gefäße, 48er Format
mit externem Gewinde



ThermoFisher
SCIENTIFIC

10 Latch Racks (leer)

Artikel-Nr.: 59331830 | Thermo

176,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Brand: Nunc

Codierung: ohne Codierung

Format: SBS Rack Latch leer

Passend für Rackformat: SBS/96

Produktart: Rack leer

Verpackung: 10 Latch Racks (leer)